

## KORTE HANDLEIDING HEARTSAVE AED / AED-M

### Meegeleverde accessoires

- Uitgebreide handleiding
- Tas
- 2 paar elektrodes
- 2 setjes met scheermesje, droogmaakdoekje en 2 paar nitril handschoenen
- Schaar
- Beademingsmasker
- Batterij

### Installatie/Ingebruikname

De AED is in principe gereed voor gebruik, alleen moet de batterij nog in de AED geklikt worden. Als dit gedaan is, ziet u twee zwarte vierkantjes in het venstertje verschijnen en de letters OK. De AED gaat hierna aan. U hoort een piepsignaal en de AED begint te praten. U dient deze uit te zetten, door het deksel los te halen en weer terug dicht te doen. Of het deksel open te doen en de aan/uit knop in te drukken (rechtsboven op de AED). U dient deze enige tijd ingedrukt te houden tot u een langgerekte toon hoort.

### Gebruik van de AED

U kunt ervoor kiezen de AED op te bergen met of zonder het oranje deksel. Indien u het deksel niet wilt gebruiken kunt u de AED aan- en uitzetten met behulp van de knop die rechtsboven op de AED zit, rechts naast de tekst HeartSave. Bij het in- en uitschakelen dient u deze enige tijd ingedrukt te houden totdat u een langgerekte toon hoort. U kunt dan de gele kaarten, die aan de elektrodes zitten verwijderen. Deze hoeft u dan niet te gebruiken.

De AED test zichzelf dagelijks. Indien de AED de OK status in het midden onderaan aangeeft en er twee zwarte vierkantjes zichtbaar zijn, is het in principe onnodig de AED aan te zetten om te testen. Het is wel aan te raden regelmatig te controleren of het schermje in het midden onderaan de OK status aangeeft. Tevens kunt u dan de vervaldatum van de elektroden controleren en of de verpakking hiervan onbeschadigd/ongeoepend is.

De HeartSave AED heeft een batterij die 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tot 6 jaar in het apparaat kan blijven zitten. U kunt er ongeveer 110 schokken mee geven op maximale sterkte of de AED kan 12 uur aan blijven staan. Met aan blijven staan wordt bedoeld dat de AED daadwerkelijk is aangezet en de gesproken tekst laat horen.

### Storing verhelpen

Er is een interne storing als het OK scherm onderaan in het midden van de AED niet brandt en het rode sleuteltje zichtbaar is.

Indien zich een interne storing voordoet zal de AED bij het aanzetten vragen om de groene (schok)knop in te drukken.

Bij de AED met monitor dient u daarna tevens op de pijltjestoets naar boven en naar beneden en op de middelste "enter"/bevestigingstoets te drukken.

Mocht de interne storing hiermee niet zijn verholpen of mocht de AED niet vragen de groene knop in te drukken dan is te adviseren de batterij uit de AED te halen en deze enkele seconden later opnieuw in de AED te plaatsen. De AED reset zichzelf hiermee volledig en bijna altijd is de storing hiermee verholpen.

Mocht ook na het opnieuw plaatsen van de batterij de storing niet zijn verholpen, dan heeft de AED technische ondersteuning nodig. Neem in dat geval contact op met uw leverancier. Deze zal zorgen dat de AED nagekeken wordt.

### **Batterij leeg**

De batterij is leeg als het OK scherm onderaan in het midden van de AED niet brandt en de rode batterij zichtbaar is. Indien u de AED in zo'n geval nog aan kunt zetten, dan heeft de AED, ondanks deze melding nog voldoende capaciteit over om in noodsituaties toch nog meerdere schokken toe te dienen. U heeft dus nog tijd om een nieuwe batterij te bestellen.